



Kombinácia bezolejového dvojvalcového kompresora a suchého odsávania v estetickej skrinke Ekom je zdrojom čistého, tlakového vzduchu a podtlaku (odsávania) pre dve zubné súpravy, s menej náročnými požiadavkami na odsávanie. Svojím kompaktným usporiadaním šetrí priestor a vďaka odhlučnenej skrinke umožňuje umiestnenie priamo v ordinácii. Dané riešenie je možné podľa potreby dodatočne doplniť o jeden odsávací agregát.



DUO 2V - so skrinkou

DUO 2V/M - so skrinkou, so sušičom

Bez sušiča

	DUO 2V
Sušič	✗
Skrinka	✓
Odsávanie	✓
Počet stomatologických súprav	1-2
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz
Výkon motora	1.1 kW
Objem vzdušníka	25 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	135 l.min ⁻¹ / 6 bar
Režim prevádzky	S1 - 100 %
Maximálny prietok	1100 l.min ⁻¹
Maximálny podtlak	12 kPa
Hlučnosť	≤ 51,5 dB (A)
Hmotnosť	121 kg
Rozmer	560 x 685 x 1255 mm



EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany, Slovak Republic
T +421 33 7967 211, F +421 33 7967 223, info@ekom.sk, www.ekom.sk



S membránovým sušičom

DUO 2V/M	
Sušič	✓ (MD)
Skrinka	✓
Odsávanie	✓
Počet stomatologických súprav	1-2
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz
Výkon motora	1.1 kW
Objem vzdušníka	25 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	104 l.min ⁻¹ / 6 bar
Režim prevádzky	S1 - 100 %
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP)	+3 °C pri 7 bar
Maximálny prietok	1100 l.min ⁻¹
Maximálny podtlak	12 kPa
Hlučnosť	≤ 55 dB (A)
Hmotnosť	126 kg
Rozmer	560 x 685 x 1255 mm

- Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku

- Zmena technických parametrov vyhradená

Priebehy

