



Kombinácia bezolejového kompresora a suchého odsávania v estetickej skrinke Ekom je zdrojom čistého, tlakového vzduchu a podtlaku (odsávania) pre pohon prístrojov a zariadení v stomatologickej praxi. Svojím kompaktným usporiadaním šetrí priestor a vďaka odhlučnenej skrinke umožňuje umiestnenie priamo v ordinácii.



DUO - so skrinkou

DUO/M - so skrinkou, so sušičom

## Bez sušiča

	DUO
Sušič	✗
Skrinka	✓
Odsávanie	✓
Počet stomatologických súprav	1
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz
Výkon motora	0.55 kW
Objem vzdušníka	25 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	70 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar (50 Hz) 80 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar (60 Hz)
Režim prevádzky	S1 - 100 %
Maximálny prietok	1100 l.min <sup>-1</sup>
Maximálny podtlak	12 kPa
Hlučnosť	≤ 47 dB (A) (50 Hz) ≤ 50 dB (A) (60 Hz)
Hmotnosť	114 kg
Rozmer	560 x 685 x 1255 mm

# S membránovým sušičom

DUO/M	
Sušič	✓ (MD)
Skrinka	✓
Odsávanie	✓
Počet stomatologických súprav	1
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz
Výkon motora	0.55 kW
Objem vzdušníka	25 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	60 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar (50 Hz) 70 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar (60 Hz)
Režim prevádzky	S1 - 100 %
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP)	+3 °C pri 7 bar
Maximálny prietok	1100 l.min <sup>-1</sup>
Maximálny podtlak	12 kPa
Hlučnosť	≤ 47 dB (A) (50 Hz) ≤ 50 dB (A) (60 Hz)
Hmotnosť	119 kg
Rozmer	560 x 685 x 1255 mm

- Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku

- Zmena technických parametrov vyhradená

## Priebehy

