

DUO 2



Kombinácia bezolejového dvojvalcového kompresora a dvoch odsávacích agregátov (suché odsávanie) v estetickú skrinke Ekom je zdrojom čistého, tlakového vzduchu a podtlaku (odsávania) pre dve* zubné súpravy. Svojím kompaktným usporiadaním šetrí priestor a vďaka odhlučnenej skrinke umožňuje umiestnenie priamo v ordinácii.



DUO 2 - so skrinkou

DUO 2/M - so skrinkou, so sušičom

Bez sušiča

	DUO 2
Sušič	✗
Skrinka	✓
Odsávanie	✓
Počet stomatologických súprav	2
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz
Výkon motora	1.1 kW
Objem vzdušníka	25 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	135 l.min ⁻¹ / 6 bar
Režim prevádzky	S1 - 100 %
Maximálny prietok	2x1100 l.min ⁻¹
Maximálny podtlak	12 kPa
Hlučnosť	≤ 51,5 dB (A)
Hmotnosť	133 kg
Rozmer	560 x 685 x 1255 mm



S membránovým sušičom

DUO 2/M	
Sušič	✓ (MD)
Skrinka	✓
Odsávanie	✓
Počet stomatologických súprav	2
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz
Výkon motora	1.1 kW
Objem vzdušníka	25 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	104 l.min ⁻¹ / 6 bar
Režim prevádzky	S1 - 100 %
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP)	+3 °C pri 7 bar
Maximálny prietok	2x1100 l.min ⁻¹
Maximálny podtlak	12 kPa
Hlučnosť	≤ 55 dB (A)
Hmotnosť	138 kg
Rozmer	560 x 685 x 1255 mm

- Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku

- Zmena technických parametrov vyhradená

Priebehy

